

F JBL CristalProfi® CombiBloc

Mousse de préfiltration+ Mousse de filtration fine
Pour une eau propre et claire

Ensemble de mousses de densités différentes destinés au panier de filtration à compartiments. Les mousses à gros pores assurent une préfiltration mécanique. Leur profil en T retient efficacement les plus grosses saletés sans réduire le débit de l'eau. Ceci protège les masses de filtration biologique se trouvant au-dessous. La mousse à pores moyens réalise une filtration biologique en permettant l'implantation de bactéries nettoyantes, tandis que la mousse fine retient les éventuelles impuretés susceptibles d'endommager la pompe et effectue également une filtration biologique.

Recommandation JBL : Nettoyage : Mousses à gros pores toutes les 8 semaines environ, mousse à pores moyens tous les 6 mois environ, mousse à pores fins tous les 4 mois environ. Remplacement : au bout de deux ou trois nettoyages.

Contenu : 4 mousses 10 ppi, 1 pad 20 ppi, 1 pad 30 ppi

NL JBL CristalProfi® CombiBloc

Voorfiltermedium + Fijne filter

Set bestaande uit hoogwaardige schuimstofpads met verschillend grote poriën bestemd voor de combi-filtermand. De pads met grote poriën fungeren als mechanische voorfilters. Omdat ze van een T-profiel zijn voorzien, wordt stof vast te houden opgevangen, terwijl de doorstroming ideaal is. De eronder liggende biologische filters worden zo tegen onnodige vervuiling beschermd. De pad met middelgrote poriën is voorzien van nuttige bacteriën en zorgt voor de biologische filterwerking. De pad met fijne poriën vangt eventueel aanwezige fijne vuildeeltjes op die de pomp kunnen beschadigen en heeft daarnaast een biologische filterfunctie. **JBL advies:** Reinigen: Pads met grote poriën ongeveer om de 8 weken, pad met middelgrote poriën ongeveer eens in de 6 maanden, pad met fijne poriën ongeveer eens in de 4 maanden. Vervangen: na 2 à 3 reinigingsbeurten. Inhoud: 4 pads 10 ppi, 1 pad 20 ppi, 1 pad 30 ppi

D JBL CristalProfi® CombiBloc

Vorfiltrereinsatz+ Feinfiltrierschaum
Für sauberes und gesundes Wasser

Set aus hochwertigen Schaumstoffpads verschiedener Porenweite für den Combi-Filterkorb. Die großporigen Pads dienen als mechanischer Vorfiltrereinsatz. Durch den Zuschnitt als T-Profil werden zuverlässig grobe Verschmutzungen zurückgehalten bei optimaler Durchflussleistung. So werden die darunter liegenden biologischen Filtermassen vor unnötiger Verschmutzung geschützt. Das mittelporige Pad filtert biologisch durch Ansiedelung von Reinigungsbakterien. Das feinporige Pad hält eventuelle Schmutzpartikel, die der Pumpe schaden könnten zurück und filtert auch noch biologisch.

JBL Empfehlung:

Reinigung: Großporige Pads etwa alle 8 Wochen, mittelporiges Pad etwa alle 6 Monate, feinporiges Pad etwa alle 4 Monate
Austausch: nach zwei- oder dreimaliger Reinigung

Inhalt: 4 Pads 10 ppi, 1 Pad 20 ppi, 1 Pad 30 ppi

GB JBL CristalProfi® CombiBloc

Pre-filter material+ Fine-filter sponge
For clean and clear water

A set of high-quality foam pads of differing pore sizes for the Combi filter basket. The large-pored pads serve as a mechanical pre-filter insert. The T-profile retains coarse pollutant particles, whilst maintaining the ideal flow rate. This protects the underlying biological filter materials from becoming unnecessarily soiled. The medium-pored pad filters biologically through colonisation by cleansing bacteria. The fine-pored pad retains any particles of dirt which might damage the pump, as well as filtering biologically.

JBL recommendation:

Cleaning: large-pored pads approx. every 8 weeks, medium-pored pads every 6 months, fine-pored pads about every 4 months.
Replace: after cleaning two or three times

Contents: 4 pads 10 ppi, 1 pad 20 ppi, 1 pad 30 ppi

I JBL CristalProfi® CombiBloc

Massa prefiltrante + Massa microfiltrante

Set di schiume filtranti di alta qualità con diverse porosità per il cestello filtro Combi. La schiuma a porosità più grossa serve come prefiltro meccanico. Data la loro forma a T trattiene con efficacia le impurità più grossolane, permettendo un passaggio ottimale del flusso. In questo modo le masse filtranti biologiche poste al di sotto vengono protette da un inutile inquinamento. La schiuma a porosità media filtra biologicamente mediante l'insediamento di batteri depuratori. La schiuma a micropori trattiene eventuali particelle di sporozia che potrebbero danneggiare la pompa e inoltre esegue il filtraggio biologico.

Suggerimento JBL:

Pulizia: schiuma a macropori circa ogni 8 settimane, a pori medi circa ogni 6 mesi, a micropori circa ogni 4 mesi.
Sostituzione: dopo due o tre pulizie.

Contenuto: 4 schiume 10 ppi, 1 schiuma 20 ppi, 1 schiuma 30 ppi

DK JBL CristalProfi® CombiBloc

Forfiltermateriale + Fin filtermateriale

Et sæt bestående af højkvalitets filtersvampe i forskellig porestørrelse til Combi-filterkurven. Svampene med grove porer benyttes som et mekanisk forfilter. Gennem tilskæringen som en T-profil tilbageholder grove snavspartikler sikkert, mens gennemstrømningseffekten stadig er optimal. På den måde bliver de biologiske filtermaterialer nedenunder beskyttet mod uønsket snavs. Svampen med mellemstore porer filtrerer biologisk, da den giver grobund for rensningsbakterier. Svampen med de fine porer opfanger eventuelle snavspartikler, der kan beskadige pumpen, og filtrerer desuden biologisk. **JBL anbefaler:** Rengøring: Svampe med grove porer ca. hver 8. uge, svamp med mellemstore porer ca. hver 6. måned, svamp med fine porer ca. hver 4. måned. Udskiftning: efter to til tre gange rengøring. Indhold: 4 svampe 10 ppi, 1 svamp 20 ppi, 1 svamp 30 ppi

E JBL CristalProfi® CombiBloc

Masa prefiltradora + Masa filtradora fina

Equipo de cojines de gomaespuma de alta calidad de diferentes diámetros de poros para el cesto del filtro combinado. Los cojines de poros gruesos sirven como cartucho del prefiltro mecánico. Con el diseño de perfil en T se retienen eficazmente ensuciamientos gruesos con óptima potencia del caudal. Así, se protegen las masas filtradoras biológicas que yacen más abajo contra ensuciamientos innecesarios. El cojín de poro mediano filtra biológicamente con las bacterias purificadoras establecidas. El cojín de poro fino retiene, eventualmente, partículas impuras que podrían causar daños a la bomba y también filtra biológicamente.

Recomendación de JBL:

Limpieza: Los cojines de poro grueso se limpian aprox. cada 8 semanas, los de poro mediano aprox. cada 6 meses, los de poro fino aprox. cada 4 meses. Cambio: después de dos o tres limpiezas. Contenido: 4 cojines 10 ppi, 1 cojín 20 ppi, 1 cojín 30 ppi

P JBL CristalProfi® CombiBloc

Massa pré-filtrante + Massa para filtragem fina

Kit composto de almofadas de espuma de alta qualidade com poros de tamanho variado para a utilização no cesto de filtragem combinada. As almofadas com poros grandes servem para a pré-filtragem mecânica. A concepção com perfil em forma de "T" garante a retenção confiável de impurezas mais grossas e, ao mesmo tempo, uma capacidade máxima de filtragem. Desta forma, as massas de filtragem biológica situadas abaixo ficam protegidas contra uma contaminação desnecessária. A almofada com poros de tamanho médio assegura a filtragem biológica mediante a colonização por bactérias purificadoras, enquanto que a almofada de poros finos, além de realizar a filtragem biológica, ainda retém eventuais partículas de sujeira que podem danificar a bomba. **Recomendação da JBL:** Limpeza: almofada de poros grandes aprox. a cada 8 semanas, almofada de poros médios aprox. a cada 6 meses, almofada de poros finos aprox. a cada 4 meses. Substituição: depois de duas ou três limpezas. Conteúdo: 4 almofadas com 10 poros/polegada (ppi), 1 almofada 20 ppi, 1 almofada 30 ppi